

¿Cómo crear un relactador casero?

- 1 Mamadera donde colocarás la leche.
- 1 Extractor de leche o leche de fórmula.
- 1 Sonda Nasogástrica N°5 o una Mariposita
- Tela adhesiva y Tijeras.

- 1) Se coloca la leche en una mamadera.
 - 2) Se cortan las puntas de la sonda o una mariposita. Solo se necesita el tubito.
 - 3) Se introduce la sonda en la mamadera y se saca por la punta del chupete.
 - 4) Atar con cinta al cuello o afirmar con la mano.
 - 5) Fijar la sonda al pecho con tela adhesiva dejando el extremo de la sonda en el pezón.
- ...Y por último...Amamantar al bebé.



Mientras succiona, recibirá la leche del pecho y del relactador simultáneamente



¿Tu bebé no está subiendo bien de peso?

¿Estás con fórmula y deseas recuperar tu lactancia?

¿Tu bebé aún no fortalece su reflejo de succión?



El uso de relactador puede ser la Respuesta

Relactador o Sonda de Lactancia

Es un dispositivo que permite entregar al bebé leche materna extraída o fórmula a través de una sonda, al mismo tiempo que se estimula el pecho con la succión del niño.



De esta manera al succionar, el bebé obtiene la leche de la sonda y a su vez desencadena los reflejos de producción y eyección en la madre.

La succión del bebé es el principal estímulo para producir leche en la madre.

¿Cómo funciona?

